



Baxter**ONE-LINK****Non-DEHP Standard Bore Catheter Extension Set**

Needle-Free IV Connector with Neutral Fluid Displacement, Power Injectable (325 psi / 2241 kPa)

7.6" (19.3 cm), 0.59 mL

Male Luer Lock Adapter with Retractable Collar

Sterile, Nonpyrogenic.

**Needle-free IV Connector****Do not use if package has been opened or damaged.****Indications for Use:**

The Baxter ONE-LINK Needle-free IV connector is intended for single patient use with a vascular access device for the administration of drugs and solutions without needles, thus eliminating the potential for needle-stick injuries during use. This device is an in-line injection site which can be connected to standard male Luer adapters (e.g., syringe or sets) for continuous or intermittent fluid administration or withdrawal of fluids. This device may be used with low pressure power injectors.

Directions: Use aseptic technique.

1. Prior to power injection, ensure all parts of the I.V. system are compatible. **Tubing and slide clamp are labeled with 325 psi / 2241 kPa text as visual indicators of compatibility with power injection.**
2. **Secure in-line Luer connection.** Do not overtighten. Remove protector as required.
3. When using ONE-LINK connector, grasp finger grip to stabilize.
4. **Swab** Luer activated surface with preferred antiseptic **prior to first use and before every subsequent connection.**
5. Ensure slide clamp is open.
6. Prime set, purge air.
7. For each access, firmly push male Luer of syringe or administration set directly against ONE-LINK connector's Luer activated surface and rotate until connection is secure. Engage Luer locking features, if applicable.
8. Hold the ONE-LINK connector securely while detaching syringe or administration set.
9. Attach male Luer adapter to vascular access device using a firm push and twist motion and then engage the Luer lock collar to prevent accidental disconnection.
10. Open and close slide clamp as required. Clamp extension set when not in use.

Cautions:

- Ensure all in-line Luer connections are secure prior to use.
- To avoid the risks associated with inadvertent ONE-LINK connector disconnection, clamp extension set when not in use.
- Prior to power injection, ensure all parts of the I.V. system are compatible. Replace if a pressure over 325 psi / 2241 kPa is applied to the set.
- Do not allow air to be trapped in set.
- Puncturing set components may cause air embolism.
- Do not regulate flow with slide clamp.
- **Use of Luer lock connection is recommended. If Luer slip connection is used, insert into ONE-LINK connector using a firm push and twist motion. Do not leave Luer slip connection unattended.**
- **Do not use ONE-LINK connector with needles or cannulas. Attempting such access will render the product damaged; replace immediately.**
- If ONE-LINK connector cannot be cleared of blood after blood infusion/sampling, replace immediately. If blood remains on ONE-LINK connector's Luer activated surface after sampling, swab surface.
- Trace lines before connection. Do not connect any compressed gas devices to vascular injection sites.
- Replace the ONE-LINK connector if exposed to gross contamination.
- Replace the ONE-LINK connector if damaged.
- USA: Rx only.
- Single use only. Do not resterilize. Reuse or reprocessing of a single use device may lead to contamination and compromised device function or structural integrity.

Notes:

- a) This product is not made with natural rubber latex.
- b) This product does not contain DEHP.
- c) This product does not contain metal components.
- d) This set can be used to administer lipid-based solutions.
- e) Flush ONE-LINK connector after injection to prevent inadvertent mixing of incompatible medications/fluids.
- f) Flush ONE-LINK connector with 10 mL or more after blood infusion/sampling. If 10 mL flush cannot be performed after blood infusion/sampling, replace ONE-LINK connector immediately.
- g) Luer lock blood collection devices, syringes and accessories are recommended for blood sampling.
- h) Always protect the ONE-LINK connector with an impermeable cover during showering or bathing.
- i) If intermittently disconnecting the administration set from the ONE-LINK connector, immediately cover the male Luer of the administration set with a sterile replacement protector.
- j) Replace per institutional protocol. The ONE-LINK Needle-free IV connector can be used for up to 200 actuations and over a period of 7 days; replace device whichever comes first. The extension set is qualified for use over a period of 7 days; replace after 7 days of use.
- k) Volume and length are approximate.
- l) This device may be used with low pressure power injectors having a maximum pressure of 325 psi / 2241 kPa and a maximum flow rate of 10 mL/s.

For Product Information 1-800-933-0303

Manufactured by an affiliate of
Baxter Healthcare Corporation
 Deerfield, IL 60015 USA
 Made in Costa Rica

Baxter and One-Link are trademarks of Baxter International Inc.

07-19-77-163

Rev 2016-06-01

STERILE

Sterile



Non-pyrogenic



Do not use if package is damaged



Consult instructions for use



Do not re-use



Do not resterilize



071977163


Baxter**ONE-LINK****Rallonge de diamètre standard sans DEHP pour cathéter**

Raccord i.v. sans aiguille à déplacement neutre de liquide pour injection sous pression (325 psi/2 241 kPa)

19,3 cm (7,6 po), 0,59 mL

Adaptateur Luer verrouillant mâle avec collet rétractable

Stérile, apyrogène.

**Raccord i.v. sans aiguille****Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.****Indications d'emploi :**

Le raccord i.v. sans aiguille ONE-LINK de Baxter est destiné à être utilisé chez un seul patient avec un dispositif d'accès vasculaire pour l'administration de médicaments et de solutions sans aiguille, éliminant ainsi le risque de blessure par piqûre d'aiguille durant l'utilisation. Ce dispositif est un site d'injection intégré qui peut être raccordé aux adaptateurs Luer mâles standard (p. ex. seringues ou dispositifs) pour effectuer une administration continue ou intermittente de liquides ou le prélèvement de liquides. Ce dispositif peut être utilisé avec des injecteurs à faible pression.

Mode d'emploi : Utiliser une technique aseptique.

- Avant l'injection sous pression, s'assurer que toutes les pièces du système i.v. sont compatibles. **Les étiquettes de la tubulure et de la pince à glissière indiquent une capacité de pression de 325 psi/2 241 kPa, signalant leur compatibilité avec les injections sous pression.**
- S'assurer que la connexion intégrée de type Luer est solide. Ne pas trop serrer. Retirer l'embout protecteur au besoin.
- Pour une meilleure stabilité, tenir le raccord ONE-LINK par la prise pour les doigts.
- Désinfecter la surface à commande Luer avec l'antiseptique de votre choix **avant une première utilisation et avant toute connexion subséquente.**
- S'assurer que la pince à glissière est en position ouverte.
- Amorcer le dispositif, expulser l'air.
- Pour chaque accès, insérer le Luer mâle de la seringue ou du dispositif de perfusion en poussant fermement directement contre la surface à commande Luer du raccord ONE-LINK, et visser jusqu'à ce que la connexion soit solide.
Activer les fonctions de verrouillage Luer, le cas échéant.
- Tenir le raccord ONE-LINK fermement tout en déconnectant la seringue ou le dispositif de perfusion.
- Fixer l'adaptateur Luer mâle au dispositif d'accès vasculaire en le poussant fermement avec un mouvement de rotation, puis engager le collet du Luer verrouillant pour empêcher toute déconnexion accidentelle.
- Ouvrir et fermer la pince à glissière au besoin. Fermer la pince de la rallonge lorsque le dispositif n'est pas utilisé.

Mises en garde :

- Avant l'utilisation, s'assurer que toutes les connexions intégrées de type Luer sont solides.
- Pour éviter les risques associés à une déconnexion accidentelle du raccord ONE-LINK, fermer la pince de la rallonge lorsque le dispositif n'est pas utilisé.
- Avant l'injection sous pression, s'assurer que toutes les pièces du système i.v. sont compatibles. Remplacer si une pression supérieure à 325 psi/2 241 kPa est appliquée au dispositif.
- Il ne doit pas y avoir d'air dans la canalisation.
- La perforation des composantes du dispositif peut provoquer une embolie gazeuse.
- Ne pas régler le débit avec la pince à glissière.
- Il est recommandé d'utiliser un raccord Luer verrouillant. Si un raccord Luer coulissant est utilisé, l'insérer dans le raccord ONE-LINK en poussant fermement avec un mouvement de rotation. Ne pas laisser le raccord Luer coulissant sans surveillance.**
- Ne pas introduire d'aiguille ou de canule dans le raccord ONE-LINK, car cela endommagerait le produit. En cas de dommage, remplacer immédiatement le produit.**
- Si le raccord ONE-LINK ne peut pas être purgé entièrement de toute trace de sang après une perfusion ou un prélèvement de sang, le remplacer immédiatement. Si du sang reste sur la surface à commande Luer du raccord ONE-LINK après le prélèvement, désinfecter la surface.
- Retracer les tubulures avant leur connexion. Ne pas connecter de dispositif à gaz comprimé sur des sites d'injection vasculaire.
- Remplacer le raccord ONE-LINK s'il est exposé à une forte contamination.
- Remplacer le raccord ONE-LINK s'il est endommagé.
- États-Unis : Sur ordonnance seulement.
- N'utiliser qu'une seule fois. Ne pas restériliser. La réutilisation d'un dispositif à usage unique risque d'entraîner une contamination et de compromettre le fonctionnement ou l'intégrité structurelle du dispositif.

Remarques :

- Ce produit n'est pas fabriqué avec du latex naturel.
- Ce produit ne contient pas de DEHP.
- Ce produit ne contient pas de composés métalliques.
- Ce dispositif peut être utilisé pour administrer des solutions à base de lipides.
- Purger le raccord ONE-LINK après injection pour empêcher le mélange accidentel de médicaments ou de liquides incompatibles.
- Purger le raccord ONE-LINK avec 10 mL ou plus après une perfusion ou un prélèvement de sang. S'il n'est pas possible d'effectuer une purge de 10 mL après une perfusion ou un prélèvement de sang, remplacer le raccord ONE-LINK immédiatement.
- Pour les prélèvements de sang, il est recommandé d'utiliser les dispositifs de prélèvement de sang, seringues et accessoires de type Luer verrouillant.
- Toujours protéger le raccord ONE-LINK avec un capuchon imperméable pendant la douche ou le bain.
- Si le raccord ONE-LINK est déconnecté de façon intermittente du dispositif de perfusion, couvrir immédiatement le Luer mâle du dispositif de perfusion avec un embout protecteur stérile de remplacement.
- Remplacer conformément au protocole de l'établissement. Le raccord i.v. sans aiguille ONE-LINK peut être utilisé pour un maximum de 200 accès et sur une période de 7 jours; remplacer le raccord selon la première occurrence. La rallonge peut être utilisée sur une période de 7 jours; remplacer après 7 jours d'utilisation.
- Le volume et la longueur sont approximatifs.
- Ce dispositif peut être utilisé avec des injecteurs à faible pression d'une pression maximale de 325 psi/2 241 kPa et d'un débit maximal de 10 mL/s.

Pour de l'information sur les produits : 1 800 933-0303

Fabriqué par une société affiliée à
Baxter Healthcare Corporation
 Deerfield, IL 60015 É.-U.
 Fabriqué au Costa Rica

Baxter et One-Link sont des marques de commerce de Baxter International Inc.

07-19-77-163

Rév 2016-06-01

STERILE

Stérile



Apyrogène



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Ne pas restériliser